

MATERIALER

LFA-TEST (MODUL 3)

Materialer fra LIFE Kit

- 1 pose LFA-sticks, lanseslange-test*
- 1 pose LFA-sticks, bushmaster-test*
- 1 dråbeflaske [1,5 ml] LFA-buffer [simuleret slangegift]

* Udviklet til undervisningsbrug.

Materialer, der ikke følger med i LIFE Kit

- 1 mikrocentrifugerør [1,5 ml] pr. gruppe



Materialer til "LFA-test" fra LIFE Kit
© LIFE, 2023

FORBEREDELSE 15 MIN. FØR BRUG

LFA-TEST (MODUL 3)

Du kan forberede følgende 15 min. før brug.

Forbered følgende:

- Hent alle materialer.
- Tilsæt 2 dråber LFA-buffer til hvert mikrocentrifugerør, og luk lågene til.

Stil følgende frem til hver gruppe:

- 1 mikrocentrifugerør med buffer ["ukendt slangegift"]
- 1 LFA-stick:
 - Halvdelen af grupperne skal have en gul LFA-stick [lanseslange-test].
 - Halvdelen af grupperne skal have en blå LFA-stick [bushmaster-test].