

MODULOVERSIGT: MODUL 2 - ANTISTOFFER

AKTIVITET	TID (MIN.)	DET SKAL DER SKE	ORGANISERING	PLACERING PÅ MY:LIFE
INTRODUKTION I alt 5 min.	5	Introduktion til modulet.	Fælles i klassen	3. Antistoffer
ANTISTOFFER OG ANTIGENER I alt 25 min.	5	Introduktion til antistoffer og ELISA-metoden gennem video med Cecilie Knudsen fra VenomAid Diagnostics.	Fælles i klassen	3.A. Antistoffer og antigener
	20	Arbejde med fagbegreberne antistoffer og antigener.	I grupper	
ELISA-TEST I alt 60 min. OBS! Aktiviteten kræver særlig forberedelse	5	Introduktion til aktiviteten.	Fælles i klassen	3.B. ELISA-test
	5	Forberedelse af ELISA-testen.	I grupper	
	25	Udførelse af ELISA-testen, inkl.: <ul style="list-style-type: none">• Tilsætning af antigener• Tilsætning af primært antistof• Tilsætning af sekundært antistof• Tilsætning af substrat.		
	15	Analyse af resultater, inkl.: <ul style="list-style-type: none">• Deling af resultater• Analyse af klassens samlede resultater.	I grupper + fælles i klassen	
	10	Opsamling på aktiviteten. Oprydning.	I grupper	